



Medidor Pezón – Utilización única

¿Como Medir Correctamente el Pezón?

Después de amamantar o extraer la leche, pruebe los diferentes tamaños y escoja aquel que mejor se adapte a su pezón. Si la medición se realiza con el pezón en reposo, añada 2mm más.

El tamaño de embudo correcto asegura una extracción eficaz y cómoda. Medela dispone de 5 tamaños diferentes: 21, 24, 27, 30 e 36mm.

Pezoneras Contact, ayuda al bebé en el agarre y alivia el malestar de la madre. Existen 3 tamaños diferentes: 16, 20 e 24mm.



medela 

Medela Tel. 933 205 969
www.medela.es info@medela.es